

| | |
|--|---|
|  ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICIPIO DE FORMIGA CNPJ: 16.784.720/0001-25 Telefone: (37) 3329-1800 Endereço: Rua Barão de Piumhi, 121 - Centro CEP: 35570-128 - Formiga | PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 66/2024 |
| | Processo Adm.: 153/2024 Data do Processo: 02/09/2024 |

M A P A D E A P U R A Ç Ã O

- a) Nr. Processo:** 153/2024
b) Nr. Licitação: 66/2024 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 08/11/2024
e) Objeto da Licitação: Aquisição de materiais de limpeza hospitalares para uso na Unidade de Pronto Atendimento – UPA a fim de assegurar a higiene, segurança e controle de infecções no ambiente de atendimentos aos pacientes em situação de urgência e emergência, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Participante: 3 PODERES COMERCIO LTDA

| Item | Cod. Material | Especificação | Marca | Qtd. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------------|---|-------|----------|-------|----------------|-------------|
| 5 | 2000202750 | Desinfetante diluído, pronto para uso, galão de 5H FLEX L. De amplo espectro, com princípios ativos de sais de quaternário de amônia de 5a geração com características neutra, atóxicas e não corrosivas. Eficácia comprovada conforme RDC No 14/07 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para bactérias testadas: Gram-positivas e Gramnegativas, Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis e Pseudomonas aeruginosa. Registro na Anvisa. unidade - Desinfetante diluído, pronto para uso, galão de 5 L. De amplo espectro, com princípios ativos de sais de quaternário de amônia de 5a geração com características neutra, atóxicas e não corrosivas. Eficácia comprovada conforme RDC No 14/07 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para bactérias testadas: Gram-positivas e Gramnegativas, Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis e Pseudomonas aeruginosa. Registro na Anvisa. unidade | | 750,000 | Un | 13,50 | 10.125,00 |
| 6 | 2000202750 | Desinfetante diluído, pronto para uso, galão de 5H FLEX L. De amplo espectro, com princípios ativos de sais de quaternário de amônia de 5a geração com características neutra, atóxicas e não corrosivas. Eficácia comprovada conforme RDC No 14/07 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para bactérias testadas: Gram-positivas e Gramnegativas, Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis e Pseudomonas aeruginosa. Registro na Anvisa. unidade - Desinfetante diluído, pronto para uso, | | 2.250,00 | Un | 13,50 | 30.375,00 |

galão de 5 L.
De amplo espectro, com
princípios ativos de sais de quaternário de amônia
de
5a geração com
características neutra, atóxicas e não corrosivas.
Eficácia comprovada conforme
RDC No 14/07 da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) para
bactérias testadas: Gram-positivas e
Gramnegativas, Staphylococcus aureus,
Salmonella choleraesuis e Pseudomonas
aeruginosa. Registro na Anvisa.
unidade

Total do Participante: 40.500,00

Participante: DX Comércio e Distribuidora Ltda

| Item | Cod. Material | Especificação | Marca | Qty. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------------|---|---------|---------|-------|----------------|-------------|
| 7 | 2000202751 | Detergente hospitalar neutro diluído, pronto para uso, o para limpeza hospitalar, composto de tensoativos aniônicos. Galão de 5 L Registro na Anvisa. Unidade. - Detergente hospitalar neutro diluído, pronto para uso, o para limpeza hospitalar, composto de tensoativos aniônicos. Galão de 5 L Registro na Anvisa. Unidade. | COSMODE | 750,000 | Un | 35,90 | 26.925,00 |

Total do Participante: 26.925,00

Participante: Indalabor Indaia Laboaratório Farmacêutico Ltda

| | | | | | | | |
|---|------------|--|----------|---------|----|--------|------------|
| 4 | 2000202754 | Desincrustante de instrumental. Desincrustante Instrumental, detergente ácido, pronto para uso, removedor de oxidação, não corrosivo, sem resíduos, específico para remoção de manchas, ferrugem, crostas de minerais e oxidações nos instrumentais cirúrgicos, com tensoativos não iônicos e ácido fosfórico. Pode ser utilizado em material alumínio, aço inox e vidrarias. Apresentar laudos de atoxicidade e liberação para uso hospitalar. Deverão ser embalados com dados de identificação, composição, número de lote, fabricação, validade, com responsável técnico pelo produto, número de registro pelo Ministério da Saúde e Anvisa e demais informações conforme legislação vigente. Embalagem de 5 litros. - Desincrustante de instrumental. Desincrustante Instrumental, detergente ácido, pronto para uso, removedor de oxidação, não corrosivo, sem resíduos, específico para remoção de manchas, ferrugem, crostas de minerais e oxidações nos instrumentais cirúrgicos, com tensoativos não iônicos e ácido fosfórico. Pode ser utilizado em material alumínio, aço inox e vidrarias. Apresentar laudos de atoxicidade e liberação para uso hospitalar. Deverão ser embalados com dados de identificação, composição, número de lote, fabricação, validade, com responsável técnico pelo produto, número de registro pelo Ministério da Saúde e Anvisa e demais informações conforme | INDALABO | 825,000 | Un | 135,00 | 111.375,00 |
|---|------------|--|----------|---------|----|--------|------------|

legislação
vigente. Embalagem de 5 litros.

| Item | Cod. Material | Especificação | Marca | Qtd. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------------|---|----------|----------|-------|----------------|-------------|
| 8 | 2000202751 | Detergente hospitalar neutro diluído, pronto para uso, o para limpeza hospitalar, composto de tensoativos aniônicos. Galão de 5 L Registro na Anvisa. Unidade. - Detergente hospitalar neutro diluído, pronto para uso, o para limpeza hospitalar, composto de tensoativos aniônicos. Galão de 5 L Registro na Anvisa. Unidade. | INDALABO | 2.250,00 | Un | 22,00 | 49.500,00 |
| 10 | 2000202752 | Detergente multienzimático: solução limpadora e enzimática com, no mínimo, 5 enzimas, contendo álcool poliacoxilado e detergente e tensoativos não iônicos, de pH neutro, não corrosivo, biodegradável, atóxico, com atividade mínima proteolítica e amiolítica; não irritante dérmica e ocular, específico para limpeza de instrumentais, equipamentos e artigos médicos, manual ou equipamento automatizado. Deverá ser de amplo espectro de eficácia para limpeza manual de imersão ou lavadora ultrassônica Galão de 5 L. - Detergente multienzimático: solução limpadora e enzimática com, no mínimo, 5 enzimas, contendo álcool poliacoxilado e detergente e tensoativos não iônicos, de pH neutro, não corrosivo, biodegradável, atóxico, com atividade mínima proteolítica e amiolítica; não irritante dérmica e ocular, específico para limpeza de instrumentais, equipamentos e artigos médicos, manual ou equipamento automatizado. Deverá ser de amplo espectro de eficácia para limpeza manual de imersão ou lavadora ultrassônica Galão de 5 L. | INDALABO | 1.500,00 | Un | 75,00 | 112.500,00 |

Total do Participante: 273.375,00

Participante: JD DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

| | | | | | | | |
|---|------------|---|----------|----------|----|--------|------------|
| 1 | 2000202749 | Ácido peracético: concentração mínima de 0,2%, solução pronta para uso, para desinfecção de alto nível de artigos críticos e semicríticos. Acompanhado de agente inibidor de corrosão. Deve apresentar no mínimo de 30 tiras teste para avaliar o teor de ácido peracético na concentração de 0,2%. Embalagem do tipo galão contendo 5 L - Ácido peracético: concentração mínima de 0,2%, solução pronta para uso, para desinfecção de alto nível de artigos críticos e semicríticos. Acompanhado de agente inibidor de corrosão. Deve apresentar no mínimo de 30 tiras teste para avaliar o teor de ácido peracético na concentração de 0,2%. Embalagem do tipo galão contendo 5 L | SEVENGEL | 500,000 | Un | 105,07 | 52.535,00 |
| 2 | 2000202749 | Ácido peracético: concentração mínima de 0,2%, solução pronta para uso, para | SEVENGEL | 1.500,00 | Un | 105,07 | 157.605,00 |

desinfecção de alto nível de artigos críticos e semicríticos. Acompanhado de agente inibidor de corrosão. Deve apresentar no mínimo de 30 tiras teste para avaliar o teor de ácido peracético na concentração de 0,2%. Embalagem do tipo galão contendo 5 L - Ácido peracético: concentração mínima de 0,2%, solução pronta para uso, para desinfecção de alto nível de artigos críticos e semicríticos. Acompanhado de agente inibidor de corrosão. Deve apresentar no mínimo de 30 tiras teste para avaliar o teor de ácido peracético na concentração de 0,2%. Embalagem do tipo galão contendo 5 L

| Item | Cod. Material | Especificação | Marca | Qtd. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|---------------|---|---------|---------|-------|-------------------|-------------|
| 3 | 2000202754 | Desincrustante de instrumental. Desincrustante Instrumental, detergente ácido, pronto para uso, removedor de oxidação, não corrosivo, sem resíduos, específico para remoção de manchas, ferrugem, crostas de minerais e oxidações nos instrumentais cirúrgicos, com tensoativos não iônicos e ácido fosfórico. Pode ser utilizado em material alumínio, aço inox e vidrarias. Apresentar laudos de atoxicidade e liberação para uso hospitalar. Deverão ser embalados com dados de identificação, composição, número de lote, fabricação, validade, com responsável técnico pelo produto, número de registro pelo Ministério da Saúde e Anvisa e demais informações conforme legislação vigente. Embalagem de 5 litros. - Desincrustante de instrumental. Desincrustante Instrumental, detergente ácido, pronto para uso, removedor de oxidação, não corrosivo, sem resíduos, específico para remoção de manchas, ferrugem, crostas de minerais e oxidações nos instrumentais cirúrgicos, com tensoativos não iônicos e ácido fosfórico. Pode ser utilizado em material alumínio, aço inox e vidrarias. Apresentar laudos de atoxicidade e liberação para uso hospitalar. Deverão ser embalados com dados de identificação, composição, número de lote, fabricação, validade, com responsável técnico pelo produto, número de registro pelo Ministério da Saúde e Anvisa e demais informações conforme legislação vigente. Embalagem de 5 litros. | NEWPHOS | 275,000 | Un | 161,50 | 44.412,50 |
| Total do Participante: | | | | | | 254.552,50 | |

Participante: SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA

| | | | | | | | |
|---|------------|--|---------|---------|----|-------|-----------|
| 9 | 2000202752 | Detergente multienzimático: solução limpadora e enzimática com, no mínimo, 5 enzimas, contendo álcool poliacoxilado e detergente e tensoativos não iônicos, de pH neutro, não corrosivo, | PROLINK | 500,000 | Un | 80,95 | 40.475,00 |
|---|------------|--|---------|---------|----|-------|-----------|

biodegradável,
atóxico, com atividade
mínima proteolítica e amiolítica; não irritante
dérmica
e ocular, específico para
limpeza de instrumentais, equipamentos e artigos
médicos, manual ou
equipamento automatizado. Deverá ser de amplo
espectro de eficácia para
limpeza manual de imersão ou lavadora
ultrassônica
Galão de 5 L. - Detergente multienzimático:
solução limpadora e
enzimática com, no mínimo,
5 enzimas, contendo álcool poliacoxilado e
detergente e tensoativos não
iônicos, de pH neutro, não corrosivo,
biodegradável,
atóxico, com atividade
mínima proteolítica e amiolítica; não irritante
dérmica
e ocular, específico para
limpeza de instrumentais, equipamentos e artigos
médicos, manual ou
equipamento automatizado. Deverá ser de amplo
espectro de eficácia para
limpeza manual de imersão ou lavadora
ultrassônica
Galão de 5 L.

Total do Participante: 40.475,00

Total Geral: 635.827,50

Formiga, 08/11/2024

.....
Assinatura do Responsável